

Shiley™ Oral/Nasal Endotrachealtubus

mit mittelgroßem (Intermediate) Hi-Lo Cuff

Erwachsene

Größen 5.0 - 10.0

Standard 15mm Konnektor
Kompatibel mit Intensiv- und
Anästhesiezubehör

Tiefenmarkierung in 1 cm Abständen
ab 12cm Oberhalb der Tubusspitze

Magill Form
DEHP-freies Material - weicher und
flexibler

durchgängiger Röntgenkontraststreifen
bis zur Tubusspitze - Röntgensichtbar

glottische Tiefenmarkierungen oberhalb
des Cuffs
Orientierung der Tubusplatzierung während

Mittelgroßer High-Volume Low-Pressure Cuff
weniger Material im Vergleich zu Original Hi-Lo und
Curity™ Cuffs - für eine sanftere In- und Extubation

Eingezogene Spitze und Murphy Auge
Atraumatische Spitze für eine sanfte Intubation
Murphy Auge für zusätzliche Sicherheit bei der

Kinder

Größen 3.0 - 4.5

glottische Tiefenmarkierungen
oberhalb des Cuffs
Orientierung der Tubusplatzierung
während der Intubation

Mittelgroßer Low-Profile Cuff
verlängerter Low-Profile Cuff mit
geringerem Durchmesser für
pädiatrische Ansprüche

gerade Spitze mit Murphy
Auge
Atraumatische Spitze für eine
sanfte Intubation


Produktmerkmale

- durchgängiger Röntgenkontraststreifen
- zwei Tiefenmarkierungen oberhalb des Cuffs erleichtern die korrekte Positionierung des Trachealtubus
- Mit Murphy Auge
- abnehmbarer 15mm-Konnektor
- Für die orale und nasale Intubation geeignet
- Tubus und Cuff aus PVC - DEHP-frei
- eingezogene, atraumatische Spitze für eine sanfte Intubation

Steril | Single Use | Murphy Auge | DEHP-frei | Latexfrei | Phthalatfrei | MRT-tauglich

	Artikel- nummer	I.D. (mm)	A.D. (mm)	Länge A (mm)*	Länge B (mm)*	Länge C (mm)*	Länge ges. (mm)	Cuff Ø (mm)
PÄDIATRIE	87430	3,0 mm	4,4	45	57	23	190	7,8
	87435	3,5 mm	5,0	50	62	27	211	9,6
	87440	4,0 mm	5,7	55	67	30	232	9,6
	87445	4,5 mm	6,3	60	72	38	253	13,0
	87450	5,0 mm	6,9	70	91	45	274	20,9
	87455	5,5 mm	7,5	74	95	49	304	21,8
	87460	6,0 mm	8,2	78	99	53	317	23,9
	87465	6,5 mm	8,9	82	103	57	327	24,7
	87470	7,0 mm	9,5	86	107	61	339	28,2
	87475	7,5 mm	10,2	89	110	64	350	28,7
	87480	8,0 mm	10,8	92	113	67	360	32,3
	87485	8,5 mm	11,4	95	116	70	370	32,9
	87490	9,0 mm	12,1	98	119	73	375	34,0
	87495	9,5 mm	12,8	101	122	76	375	35,1
	87410	10,0 mm	13,5	105	126	80	375	35,2

Stück pro Karton: 10
steril verpackt, nur für einmaligen Gebrauch



*A = distale Spitze bis untere subglottische Tiefenmarkierung
*B = distale Spitze bis obere subglottische Tiefenmarkierung
*C = distale Spitze bis erste Markierung oberhalb des Cuffs